



DISPOSABLE PROTECTIVE CLOTHING
TYPE 3-B, TYPE 4-B, TYPE 5-B, TYPE 6-B
REF: CA-403



OWNER NU: 10075476



LOT : 89E3GH007
MANF. DATE : 12/2020
EXP. DATE : 12/2023

Product Description:

Type 3,4,5,6 CE Certified Protection Coveralls, blue tape heat sealed seams

Coveralls for Protection against spills and viruses
isolation room coveralls

*Fabric Type: Non-woven fabric with PE film breathable

*Style : Coverall style with elastic with tumb loop

*Style : Coverall style with elastic cuff, zipper clousre, elastic hood

* Feature: Soft, light, non-toxic, durable, eco-friendly

* Usage: Prevent and isolate liquid,dust, virus invading

*Application: Hospital, chemical industry, food, industry, etc



PROTECTION LEVELS



Type 3



Type 4



Type 5




Type 6




EN 14126

EN 1149-5: 2018



CATEGORY III



Manf: STERIL SAGLIK URUNLERI
ZIYAPASA MH 67132 SOK GULMEN APT
ASMA K. D. 1
SEYHAN/ADANA- TURKEY
01001



www.sterilsaglik.com
info@sterilsaglik.com

Main Use Areas

MICROSAFE CA-403 Protective Coveralls Type 3-B,4-B, 5-B, 6-B protect workers from hazardous material particles (Type 5-B) and splashes of chemical fluids (Type 6-B) and biological hazardous (Type 3-B, Type 4-B)

Restrictions Of Use

Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed coveralls and any contact with hazardous materials must be avoided. It is designed for extremely hazardous conditions and toxic chemicals.

If the coveralls are used with other personal protectors, the sleeve cuffs must be tied to the gloves, the ankles to the boots and the respirator (mask) to the head beforehand.

The suitability of this combination is at the discretion of the user. The static electricity on the body must be grounded properly by the person who is to wear the coverall. When grounding, the resistance on the person must be less than 108 ohms. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.

How to wear

Make sure that your environment is clean before putting on the coverall. Open the packaging properly without damaging the product. Open the zipper of the coverall and put it on, feet first. Do not crumple the coverall too much while doing this. After putting your body and arms into the coverall, put the hood on your head and close the zipper. Remove the paper of the adhesive tape at the zipper area and stick it to the coverall, taking care not to fold it. In this way, the permeability of the zipper will be prevented.

Storage / Final Use

It is recommended to store the box between 15 - 25 ° C and to protect it from sunlight. When stored under suitable conditions, it is recommended to use it within 3 years from the date of production.

Disposal and recycling

Non-contaminated products can be treated as general garbage or recycled. Contaminated products, on the other hand, must be treated as harmful wastes and disposed in accordance with the rules specified by law.

Hersteller: Steril Saglik Urunleri

**Ziyapasa Mh 67132 sok Gulmen Apt
Asma K D: 1 Seyhan/ Adana 01001
TURKEY**

www.sterilsaglik.com



Do not wash
Nicht waschen



Do not tumble dry
Nicht im Trockner trocknen



Do not dry clean
Nicht chemisch reinigen



Do not iron
Nicht bügeln



Do not bleach
Nicht bleichen



Do not use twice,
Disposable product
Nicht wiederverwendbar,
Einwegprodukt

CM

BEDEN ÖLÇÜLERİ

BODY MEASUREMENTS

MOSUROS DU CORPS

KÖRPERMASSE










LAS MEDIDAS DEL CUERPO

MISURA DEL CORPO

MEDIDAS DO CORPO

LJF AFMETINGEN

TĚLESNÉ ROZMĚRY



**FOR SINGLE USE ONLY. —
NUR FÜR DEN EINMALIGEN
GEBRAUCH GEEIGNET.**

SAFETY INSTRUCTION

Check the coverall for manufacturing defects such as cracks, holes and running stitches before use. Do not use faulty and/ or contaminated coveralls.

Hauptnutzungsbereiche

MICROSAFE CA-403 Schutzanzüge Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B schützen Arbeiter aus Gefahrstoffpartikeln (Typ 5-B) und Spritzern chemischer Flüssigkeiten (Typ 6-B) und biologisch gefährlich (Typ 3-B, Type 4-B)

Nutzungsbeschränkungen

Beim Entfernen der schmutzigen oder Flüssigkeit ausgesetzten Schutzanzügen ist Vorsicht geboten, und jeder Kontakt mit gefährlichen Materialien ist zu vermeiden. Der Anzug ist für extrem gefährliche Bedingungen und giftige Chemikalien ausgelegt.

Wenn der Anzug zusammen mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen verwendet wird, müssen die Ärmel erst an den Handschuhen, die Knöchel an den Stiefeln und die Atemschutzmaske (Maske) am Kopf befestigt werden. Die Eignung dieser Kombination liegt im Ermessen des Anwenders. Die statische Elektrizität am Körper muss von der Person, die den Schutzanzug tragen soll, ordnungsgemäß geerdet werden. Bei der Erdung muss der Widerstand an der Person weniger als 108 Ohm betragen. Diese Bedingungen können durch das Tragen geeigneter Schuhe leicht geschaffen werden. Die Gebrauchsdauer des Produkts und die Auswirkungen der Arbeitsumgebung auf den Benutzungskomfort müssen im Voraus geplant werden.

Tragehinweis

Stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung sauber ist, bevor Sie den Schutzanzug anziehen. Öffnen Sie die Verpackung ordnungsgemäß, ohne das Produkt zu beschädigen. Öffnen Sie den Reißverschluss des Schutzanzugs und ziehen Sie ihn mit den Füßen zuerst an. Zerknittern Sie den Schutzanzug dabei nicht zu sehr. Nachdem Sie Ihren Körper und Ihre Arme in den Schutzanzug gesteckt haben, setzen Sie die Kapuze auf Ihren Kopf und schließen Sie den Reißverschluss. Entfernen Sie das Papier des Klebebandes im Bereich des Reißverschlusses und kleben Sie es auf den Schutzanzug, wobei Sie darauf achten müssen, ihn nicht zu falten. Auf diese Weise wird die Durchlässigkeit des Reißverschlusses verhindert.

Lagerung / Endverbrauch

Es wird empfohlen, es in einem Pappkarton bei 15-25 ° C vor Sonnenlicht geschützt aufzubewahren. Wenn es unter geeigneten Bedingungen gelagert wird, sollte es innerhalb von 3 Jahren nach dem Herstellungsdatum benutzt werden.

Entsorgung und Recycling

Nicht kontaminierte Produkte können als allgemeiner Müll behandelt oder recycelt werden. Kontaminierte Produkte müssen hingegen als schädliche Abfälle behandelt und nach den gesetzlich festgelegten Regeln entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEIS

Den Schutzanzug vor dem Gebrauch auf Herstellungsfehler wie zum Beispiel Risse, Löcher und Laufmaschen überprüfen. Fehlerhafte und/ oder kontaminierte Schutzanzüge nicht verwenden.

ATTENTION! Playing with the bag is dangerous and can lead to suffocation. Keep the bag away from children.

ACHTUNG! Das Spielen mit dem Beutel ist gefährlich und kann zum Ersticken führen. Den Beutel von Kindern fernhalten.